



Numéro d'article	125201
Prix HT	14,18 €
Prix TTC	17,16 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Thermoval[®] kids flex est un thermomètre électronique avec une pointe flexible pour l'automesure.

Le Thermoval[®] kids flex mesure votre température en seulement 10 secondes.

- Avec écran géant
- Temps de mesure beaucoup plus rapide que les thermomètres électroniques standard existants.
- Un signal sonore indique que l'appareil est prêt à l'emploi et indique la fin du temps de mesure.
- Fonction mémoire: arrêt automatique et vérification de la batterie
- Étanche
- Avec batterie remplaçable et longue durée de vie.

- La température est affichée en °C.
- Pour désinfecter l'embout de mesure, il est recommandé d'appliquer un désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70%) sur un chiffon humide pour désinfecter l'embout de mesure.