



Numéro d'article	313982
Prix HT	39,48 €
Prix TTC	47,77 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Tensiomètre au poignet Verva COMPACT pour une mesure simple et rapide de la pression artérielle au poignet

- Détecte et affiche les arythmies cardiaques à l'écran
- Grand écran facile à lire
- 200 emplacements de mémoire (pour 2 utilisateurs 100 emplacements de mémoire chacun)
- Avec manchette (12,5 - 21 cm)
- Comprend: boîte de rangement et 4 piles AA de 1,5 V
- Manuel du certificat de garantie
- Garantie de 3 ans

Technologie Comfort Air

Cet appareil innovant Veroval doté de la technologie Comfort Air garantit une mesure agréable. La première mesure est gonflée à 190 mmHg. Dans les mesures suivantes, la

pression de la pompe est ajustée individuellement sur la base des valeurs de pression artérielle précédemment mesurées. Cela permet une mesure confortable sur le haut du bras.

Label de qualité de la Ligue allemande d'hypertension (DHL)

Le tensiomètre compact Veroval® répond à toutes les spécifications requises pour le label de qualité de la Ligue allemande d'hypertension.