



WA ampoule pour otoscope 03100-LED SureColor - 3.5v - 7 ans de garanti

08/10/2025 06:34:20



Numéro d'article	122249
Prix HT	85,84 €
Prix TTC	103,87 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Lampe LED de remplacement pour l'otoscope de diagnostic 3.5V de Welch Allyn.

Welch Allyn[®] Otoscope Light - Caractéristiques techniques :

- Meilleure lumière grâce à la technologie SureColor
- 7 ans de garantie
- Testé pour durer 30 fois plus longtemps que les lampes halogènes classiques
- Nécessite 3x moins d'énergie, ce qui profite à la durée de vie de votre manche.
- Moins de chauffage qu'une lampe halogène classique

Pour plus d'informations, [cliquez ici \(anglais\)](#)