



| | |
|-------------------------|--------------|
| Numéro d'article | 016252 |
| Prix HT | 5,85 € |
| Prix TTC | 7,08 € |
| Stock | sur commande |

Description

Anios Pompe doseuse 20 ml pour bouteille d'eau 5L Surfianos - 1 pièce

La pompe doseuse Anios est pratique et réutilisable

Cette pompe doseuse pour flacons de 5 litres des laboratoires Anios possède une poignée flexible. Pratique et réutilisable, il distribue des doses de 20 ml de produit en appuyant une fois sur la pompe avec précision et facilité. Il est facile à utiliser et évite à la fois le surdosage et le gaspillage de produit.

Système de dosage unique et identique

La pompe s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à son système de dosage unique et identique et permet la livraison d'une large gamme de produits de nettoyage et de désinfection d'une capacité de 5 litres. La quantité de produit livré est clairement

indiquée de manière lisible sur le bouton poussoir de la pompe doseuse, réduisant le risque de confusion et simplifiant l'utilisation des produits Anios.

Le verrouillage de la pompe doseuse garantit hygiène et sécurité

Facile à manipuler, peut être réutilisé après un nettoyage soigneux de la pompe et de la tige flexible. Le verrouillage de la vanne de dosage garantit hygiène et sécurité lors de l'emballage, du stockage et de l'utilisation de vos agents de nettoyage ou de désinfection.

Manuel d'utilisation

Montez la pompe doseuse sur votre bouteille [Surfanios](#). Remplissez un seau de 8 litres d'eau et pompez 1x une dose de 20 ml dans le seau. Votre produit a été correctement dilué et est prêt à être utilisé.