



Numéro d'article	CPC061
Prix HT	7,43 €
Prix TTC	8,99 €
Stock	en stock

Description

Le Cent Pur Cent Duo Sharpener est un double taille-crayon pratique pour tailler vos petits et grands crayons pour les lèvres et les yeux. Mode d'emploi. Insérez le crayon dans l'ouverture, tournez et taillez jusqu'à obtenir la netteté souhaitée. Comment l'utiliser ? Lorsque vous utilisez des crayons cosmétiques, il est important d'utiliser le bon taille-crayon.

1. Choisissez l'ouverture qui convient au crayon. La petite ouverture est destinée aux crayons normaux et la grande ouverture aux crayons Volumiyeux.
2. Placez le crayon dans l'ouverture et tournez-le délicatement.
3. Vérifiez la pointe et aiguissez-la davantage si nécessaire.
4. Enlevez les résidus de taille et les saletés du taille-crayon Duo pour le maintenir en bon état.

Afbeeldingen

