



Numéro d'article	CPC170
Prix HT	15,69 €
Prix TTC	18,98 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Le Cent Pur Cent Lip Pencil - Waterproof est le crayon à lèvres idéal pour un contour des lèvres parfait et un look longue tenue et sans bavures. Grâce à sa texture douce et précise et à ses pigments minéraux riches, le crayon glisse sans effort sur vos lèvres. La formule contient des ingrédients naturels et convient même aux lèvres les plus sensibles. Utilisez ce crayon à lèvres waterproof pour repulper et définir optiquement vos lèvres et combinez-le avec votre rouge à lèvres ou brillant à lèvres préféré. Avantages

- Formule résistante à l'eau et aux taches
- Fabriqué avec des ingrédients naturels
- Couleur riche avec des pigments minéraux
- Glisse en douceur sur la peau
- Parfait pour le contour des lèvres et comme base de rouge à lèvres
- Beauté végétale et propre

Conseils et astuces Utilisez un taille-crayon cosmétique comme le taille-crayon Cent Pur Cent Duo pour garder votre crayon en parfait état. Choisissez une teinte qui correspond à votre rouge à lèvres ou à la couleur naturelle de vos lèvres pour un look subtil et plus

volumineux.