

# Désinfection des mains Desderman Care (pompe inclus) - 500ml

08/10/2025 09:04:52



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 4302                |
| <b>Prix HT</b>          | 7,99 €              |
| <b>Prix TTC</b>         | 9,67 €              |
| <b>Stock</b>            | Plus que 9 en stock |

## Description

### Désinfection des mains Desderman Care - 500ml

Le désinfectant pour les mains Desderman Care - 500ml est un gel hygiénique à base d'alcool spécialement conçu pour une désinfection efficace des mains. Il est doux pour la peau, agit rapidement et est idéal pour un usage professionnel et quotidien. Le gel hydrate la peau et assure une protection à long terme contre les bactéries, les virus et les champignons.

Points forts:

- large spectre d'action et action virucide complète
- efficace contre les norovirus (MNV) en 15 secondes

- excellente protection et soin de la peau grâce à une formule innovante (complexe ProPanthénol et vitamine E)
- sans colorants ni parfums et testé sous contrôle dermatologique
- pour un usage professionnel et non professionnel
- approuvé au BENELUX : 15981N, BE-REG-01597, 80/22/L

Mode d'emploi :

Utiliser ce produit non dilué.

- Désinfection hygiénique des mains : frotter 3ml de desderman care pendant au moins 30 secondes sur des mains et des poignets secs.
- Désinfection chirurgicale des mains : frotter desderman care sur des mains et des avant-bras secs pendant au moins 90 secondes.
- Veillez à utiliser suffisamment de produit pour que les mains, les poignets ou les avant-bras restent bien humides pendant toute la durée de l'application.