



Numéro d'article	181055
Prix HT	56,27 €
Prix TTC	68,09 €
Stock	en stock

Description

Distributeur automatique 1L - Sans contact - Convient pour le gel alcoolisé et le savon - modèle mural (hors alcool à friction / savon)

Avec capteur infrarouge intelligent

Le capteur infrarouge intelligent injecte automatiquement le gel alcoolique dès que les mains se trouvent 3 à 10 cm sous la sortie du distributeur. En conséquence, aucun contact ou contact avec le distributeur n'est nécessaire et donc 100% sûr et hygiénique. En tenant les mains sous le distributeur, le distributeur vaporise juste la bonne quantité de gel alcoolisé sur les mains. Cela signifie qu'aucun gel d'alcool n'est gaspillé et que le distributeur est économique à utiliser.

Utilisation simple

Le distributeur automatique a un design moderne, ce qui le rend adapté à n'importe quel intérieur. Le distributeur est parfait pour la maison comme dans votre cuisine ou votre salle de bain ou dans les lieux publics tels que les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les

salles d'attente, les salles de pratique, les hôtels, les restaurants, les aéroports, etc. Le distributeur est facile à monter sur le mur ou le mur avec une prise et des vis (comprenant)

Convient pour le gel d'alcool

Ce distributeur qualitatif et moderne a un volume de 1000 ml et convient au remplissage de gel. Faites attention! Le distributeur convient au gel alcoolisé ou à d'autres liquides de type gel. Le distributeur dispose d'un réservoir de 1000 ml (1 litre) qui peut être rempli manuellement. Le distributeur fonctionne sur 4 piles C 1,5 volts (incluses)

Caractéristiques:

- Couleur: blanc avec écran noir
- Dimensions du distributeur: 13 x 12,7 x 27 mm
- Contenu: 1000 ml
- Alimentation: 4 piles C (incluses)