



Numéro d'article	264482
Prix HT	37,77 €
Prix TTC	45,70 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum réduit efficacement les taches brunes (taches pigmentaires) et aide à prévenir la récurrence.

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum a été spécialement développé pour lutter contre l'hyperpigmentation et pour une peau uniforme et éclatante.

Le soleil, les influences hormonales et le vieillissement peuvent causer une hyperpigmentation. La pigmentation et les taches de vieillesse (aussi connues sous le nom de taches solaires) rendent la peau inégale.

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum a un résultat dans les 14 jours.

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum se compose de deux compartiments différents. Une moitié contient une émulsion légère avec Thiamidol et l'autre moitié contient un gel transparent avec de l'acide hyaluronique concentré. La combinaison de ces 2 ingrédients réduit les taches pigmentaires et a également un effet anti-rides. Le sérum duo anti-pigments Eucerin est légèrement parfumé. Si vous utilisez le sérum Eucerin Anti-Pigment deux fois par jour en combinaison avec l'Eucerin Anti-Pigment, les premiers résultats seront visibles après deux semaines si vous maintenez cette amélioration avec une utilisation régulière. Le sérum peut être utilisé de jour comme de nuit.

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum contient du Thiamidol, un ingrédient efficace et breveté.

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum contient du Thiamidol, un ingrédient efficace et breveté qui combat la racine de l'hyperpigmentation en réduisant la production de mélanine. Il a été cliniquement et dermatologiquement prouvé qu'il réduit et prévient la réapparition des taches pigmentaires.

Afbeeldingen

