

Eucerin Anti Rougeurs crème de jour correcteur (tintée) SPF25 - 50ml

08/10/2025 13:09:38



Numéro d'article	264395
Prix HT	18,87 €
Prix TTC	22,83 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream pour un confort immédiat des peaux hypersensibles et une réduction des rougeurs.

Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream est spécialement développée pour les peaux hypersensibles et les peaux sensibles.

Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream apaise instantanément les irritations et camoufle les rougeurs. La formule innovante combine 2 ingrédients actifs - SymSitive et LicochalconeA.

- SymSitive apaise la sensibilité des terminaisons nerveuses (cause de l'hypersensibilité) et apaise la peau instantanément, améliorant la tolérance cutanée.

- La Licochalcone A est un ingrédient actif dérivé de la racine de réglisse qui réduit les rougeurs et apaise les irritations.

En plus de ces deux actifs, Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream contient également des pigments verts qui camouflent et neutralisent les rougeurs pour un teint uniforme.

Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream apaise instantanément les peaux hypersensibles.

Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream dissimule les rougeurs comme un correcteur, protège la barrière cutanée et apaise les irritations. Pour minimiser le risque d'intolérance ou de réactions allergiques, il s'agit d'une formule "pure" à 0 % sans agents de conservation, paraffine, parfums, alcool et colorants. En même temps, l'emballage innovant a été spécialement développé pour éviter la contamination grâce au système breveté de double scellage. Eucerin AntiREDNESS Corrective Cream contient un FPS25 avec protection UVA pour protéger la peau pendant la journée.

Utilisation de la Crème Corrective Eucerin AntiREDNESS

- Appliquer quotidiennement le matin, sur une peau bien nettoyée, en massant délicatement sur la peau.
- Les pigments verts agissent comme correcteurs. Ils camouflent instantanément les rougeurs et donnent un teint plus uniforme.

Propriétés de la Crème Corrective Eucerin AntiREDNESS

- haute tolérance
- teinté
- excellente base pour le maquillage
- non comédogène
- sans conservateurs
- sans parabènes
- sans paraffine
- sans parfum
- sans alcool

SymSitive = reg.tm de Symris