



<b>Numéro d'article</b>	264338
<b>Prix HT</b>	37,91 €
<b>Prix TTC</b>	45,87 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Crème rose - SPF 30 - NOUVEAU Une nouvelle crème dans la gamme Eucerin. Hyaluron-Filler + Elasticity Day Cream Rose SPF 30 donne un teint rosé, frais et éclatant. Le complexe Collagène-Elastine stimule la production naturelle de collagène\*\* et augmente l'élasticité de la peau. La formule au thiamidol\* réduit les taches brunes liées à l'âge (premiers résultats visibles après 2 semaines\*\*\*). La formule à base d'acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaire hydrate et comble visiblement les rides profondes. Éviter le contact avec les yeux.

Utilisation de Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Day Cream Pink Cream SPF 30

1. Appliquer le matin sur le visage, le cou et le décolleté soigneusement nettoyés.
2. Masser délicatement pour faire pénétrer le produit.
3. Éviter le contact avec les yeux. Pour cela, utilisez [Eucerin Hyaluron-Filler + ELASTICITY Eye Contour Cream SPF20](#).
4. Appliquer les produits pour le visage contenant du thiamidol jusqu'à quatre fois par jour.
5. Pour des résultats optimaux, utiliser en combinaison avec d'autres produits de la gamme [Eucerin Hyaluron-Filler](#) + [Elasticity](#).

Dès l'application, la formule donne un très léger éclat rosé pour rafraîchir la peau terne et fatiguée, surtout le matin. Utilisez les produits pour le visage contenant du Thiamidol\* jusqu'à 4 fois par jour.

### Caractéristiques de la crème Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Rose:

- Absorbe rapidement
- Non comédogène
- Excellente base de maquillage
- SPF 30
- Protection UVA
- Légèrement parfumé
- Couleur rose

### Ingrédients actifs

L'arctiine est un principe actif d'origine naturelle, obtenu à partir du fruit de la bardane, où elle stimule la réparation du tissu conjonctif affaibli dans les parois cellulaires. Dans les cellules de la peau humaine, l'arctiine accélère le processus de renouvellement du collagène (tests in vitro), qui ralentit considérablement avec l'âge. Il est utilisé dans la gamme Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity pour améliorer l'élasticité et la fermeté des peaux matures. L'acide hyaluronique est formé par les cellules de la peau et fait partie du tissu conjonctif de la peau. L'une des principales fonctions de l'acide hyaluronique est de retenir l'humidité. Il peut se lier à l'eau entre 1 000 et 10 000 fois son propre poids (c'est-à-dire qu'un gramme se lie à 1 à 10 litres d'eau). Avec l'âge, la capacité naturelle de la peau à produire de l'acide hyaluronique diminue et les rides commencent à se former, se creusant progressivement. La créatine est un acide naturel produit par les reins et le foie et largement stocké dans les cellules musculaires. Elle peut également provenir de votre alimentation. La créatine favorise le stockage et le transport de l'énergie dans le corps humain : les cellules musculaires stockent l'énergie sous forme de phosphate de créatine qui est transportée vers les tissus ayant des besoins énergétiques élevés, tels que les follicules pileux. Le thiamidol est un ingrédient breveté\* par Eucerin. Après 10 ans de

développement, il a été cliniquement et dermatologiquement prouvé que cet ingrédient actif hautement efficace réduit les taches brunes et prévient leur réapparition.

**Tous les ingrédients contenus dans la crème Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity rose:**

Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Dicaprylate/Dicaprate de Butylène Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Cetearyl Alcohol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Behenyl Alcohol, Dibutyl Adipate, Ethylhexyl Triazone, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Tapioca Starch, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Hyaluronate de sodium, extrait de fruit Arctium Lappa, créatine, 1-Méthylhydantoïne-2-Imide, Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol (Thiamidol®), gomme xanthane, chlorure de sodium, stéaroyl glutamate de sodium, Glyceryl Stearate, Sodium Hydroxide, Synthetic Fluorphlogopite, Tin Oxide, Dimethicone, Trisodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, CI 77891, CI 77491

# Afbeeldingen

**Fucisun**  
HYALURON-CELL-COSMETICS

**AANBEVOLEN ROUTINE**

- 1 COSMUM
- 2 U+ACTIVE
- 3 OCCIDENTALIS GEL

**REPERERENDE**  
**INZURENDE**

CELLULOSE IN PLANKOS-COSMETICS

**VOORDELEN**

- ✓ VERLEEN ROZEGLIMMEREN EN VERLENDE TINT
- ✓ VERBETERT ELASTICITEIT
- ✓ VERLENDEFT WOLVEN EN VERLENDEFT LIPPEN

**88%**  
**BEVESTIGT**  
GEEFT DIR CI EEN NATUURLIJKE, ROZIGE GLOED

LUNG  
ANTI-AGING  
ULTRA-LICHT TEXTUUR