



Numéro d'article	010502
Prix HT	9,06 €
Prix TTC	10,96 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Support mural simple en plastique pour la fixation de savon ou la désinfection.

Caractéristiques du fixation murale

- Convient aux bouteilles d'une capacité de 500ml comme Sterillium & Baktolin
- En plastique transparent bleu et facile à utiliser,
- Peut être fixé avec des vis ou du ruban adhésif (Bode Powerstrips),
- Livré avec matériau pour fixer au mur, fiche d'instruction et manuel