



Gants en nitrile EVERCARE à manchette longue - Medium - 100 pièces

08/10/2025 04:49:36

Numéro d'article	080206
Prix HT	12,75 €
Prix TTC	15,43 €
Stock	en stock

Description

Les gants nitrile sont des gants d'examen non stériles, sans poudre et à usage unique en caoutchouc nitrile sans latex. Les gants nitrile de haute qualité, sans latex ni poudre, offrent aux patients et aux utilisateurs une protection fiable contre les bactéries, les virus et les allergies provoquées par le latex.

Le gant de protection en nitrile est utilisé dans la pratique hospitalière quotidienne où la protection optimale de l'utilisateur est centrale.

La longue capuche du gant de protection en nitrile offre une protection optimale contre les éclaboussures, qu'il soit utilisé en laboratoire, pour la désinfection des surfaces ou pour la manipulation de cytostatiques.

Le gant de protection en nitrile offre une protection idéale pour des applications et des tâches polyvalentes dans l'hôpital.

Il offre un confort de port optimal, des bouts de doigts avec poignée et une couche intérieure en polymère et résiste à une large gamme de produits chimiques, tels que les cytostatiques et les désinfectants. Les gants de protection en nitrile sont testés selon les normes DIN EN 455 (dispositif médical), EN 374 catégories I et II (protection individuelle) et ASTM F1671.

Caractéristiques des gants de protection en nitrile

Les gants de protection en nitrile sont un gant bleu très élastique, résistant à la déchirure et sûr avec un poignet de 295mm. Grâce à leur coupe parfaite, ils offrent un excellent confort de port. Elles sont dotées de bouts de doigts texturés pour une excellente dextérité et une prise en main sûre. Les gants de protection en nitrile ne présentent pas de risque d'allergie aux protéines de latex (type I). Le contact avec les denrées alimentaires est donc autorisé. Ils peuvent être portés à gauche ou à droite.