



Gigasept pearls pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux - 6kg

08/10/2025 13:35:08



Numéro d'article	4307
Prix HT	264,26 €
Prix TTC	319,75 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Gigasept Pearls pour le nettoyage et la désinfection des instruments médicaux – 6 kg

Nettoyage et désinfection universels des instruments médicaux thermostables et thermolabiles, de toutes sortes.

Particulièrement adapté aux endoscopes flexibles et aux matériaux sensibles tels que le silicone, le polycarbonate, le polysulfone et le verre acrylique.

En plus de l'utilisation manuelle, gigasept® pearls convient également à une utilisation en bain à ultrasons.