



Numéro d'article	264302
Prix HT	19,99 €
Prix TTC	24,19 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Eucerin LIGHT Lotion pH5 procure une hydratation longue durée, rendant la peau plus élastique et moins sensible.

Eucerin LIGHT Lotion pH5 est une lotion hydratante légère pour la peau sèche et sensible.

La lotion légère Eucerin pH5 est une lotion hydratante pour le corps douce mais efficace. Le système unique Eucerin pH Balance System contient un tampon au citrate pH5 qui restaure et soutient le pH optimal de la peau. La lotion légère Eucerin pH5 a été spécialement conçue pour rendre la peau sensible normale à sèche plus élastique et moins sensible. La lotion hydratante pour le corps contient également du dexpanthénol, un ingrédient actif reconnu pour ses propriétés régénératrices. En raison de certains facteurs environnementaux, la peau sèche et sensible est facilement irritée. Cela rend la peau encore plus sensible. Pour réduire cette sensibilité, il faut plus qu'un hydratant doux.

La lotion légère Eucerin pH5 convient également aux bébés et aux enfants.

Sa texture légère est rapidement absorbée. Pour rendre la peau plus douce et plus forte, il est recommandé d'utiliser le produit quotidiennement pour une protection à long terme. Cela rend la peau plus douce et plus forte. La lotion légère Eucerin pH5 est très efficace et est bien tolérée par la peau sèche et sensible.

L'expertise de pH5 dans une texture légère et facile à appliquer

- Gel crème hydrodispersion = microgouttelettes minérales de cire répandues dans l'eau
- Le tampon au citrate pH5 rétablit et stabilise le pH naturel de la peau. Cela active les enzymes pour aider à protéger contre l'irritation.
- Contient du dexpantenol. C'est un hydratant très efficace. Il améliore l'hydratation de l'épiderme, aide à réduire l'engourdissement de l'eau et permet à la peau de rester douce et souple.
- La cire fond dans la peau et forme une barrière dans la peau.
- Soin hydratant intensif qui s'absorbe rapidement et ne laisse pas de résidu gras.