

Tork Dispenser Soap Liquid White with Arm Lever 11x29x11 - TOT EINDE VOORRAAD

07/10/2025 22:17:06



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 164155 |
| Prix HT | 50,24 € |
| Prix TTC | 60,79 € |
| Stock | Plus que 1 en stock |

Description

Le distributeur de savon liquide avec commande au coude de la gamme Elevation convient aux endroits où l'hygiène des mains est cruciale. Il peut être utilisé avec différents types de produits de soins de la peau de Tork dans des bouteilles scellées. Les distributeurs Elevation ont un design fonctionnel et moderne qui laisse une impression durable.

- Doser le savon sans toucher le distributeur pour une excellente hygiène.
- Gagnez du temps avec le système d'entretien et de remplissage simple

Choisissez le bon remplissage pour votre distributeur de savon S1 :

- Ref.164169 - [Tork Savon Liquide Doux](#) (pour tous les lavages de mains normaux) 6 x 1 litre - Couleur : Jaune clair

- ref.164161 - [Tork savon liquide](#) (saleté des mains, dans les cuisines et les zones de préparation des aliments) 6 x 1 litre - Couleur : Transparent
- ref.164173 - [Tork Savon Mousse Douce](#) (une mousse riche et crémeuse pour un nettoyage doux des mains) 6 x 1 litre - Couleur : Transparent

Caractéristiques

- S1 - Système de savon liquide
- Matière : Plastique
- Dimensions : 296 x 112 x 114 mm
- Couleur : blanc