



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 164173       |
| <b>Prix HT</b>          | 156,90 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 189,85 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Offre un soin pour tous les types de peau. Le savon mousse doux Tork a un parfum frais, des ingrédients hydratants et réparateurs, et une mousse riche et crémeuse pour un lavage des mains en douceur. Convient aux distributeurs pour savon mousse Tork, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

- Les ingrédients hydratants et réparateurs nourrissent la peau.
- A reçu l'Écolabel européen, gage de performance environnementale supérieure.
- Rechargement rapide et facile ayant obtenu la certification « facile à utiliser » décernée par l'Association suédoise de rhumatisme.
- Le flacon scellé doté d'une pompe à usage unique garantit une bonne hygiène et réduit les risques de contamination croisée.
- La bouteille se rétracte après utilisation afin de réduire le volume des déchets.

Choisissez votre distributeur:

- Réf.164013 - [Tork Dispenser Soap Foam - S1](#)

- Réf.164155 - [Tork Dispenser Soap Liquid with Arm Lever - S1](#)

## Caractéristiques

- Système S4 - Système de savon mousse
- Aspect : Mousse blanche
- Parfum de savon : Parfum frais
- Volume : 1000 ml
- Nombre de doses : ~2500
- Couleur : Transparent