



Numéro d'article	164201
Prix HT	90,87 €
Prix TTC	109,95 €
Stock	sur commande

Description

Ce papier hygiénique plié offre un dosage hygiénique feuille par feuille qui réduit les déchets et les coûts d'entretien. Ce papier hygiénique souple et plié offre une sensation et un style supérieurs combinés à la performance. Ce système est adapté aux endroits où le nombre de visiteurs est faible à moyen, en particulier dans les établissements de soins de santé et d'hôtellerie.

- Dosage peau par peau : hygiénique et réduit la consommation et les déchets
- Tissu mou avec une bonne clarté qui fait une bonne impression
- Facile à remplir : Remplissage flexible

Sélectionnez le distributeur qui correspond à votre remplissage :

- Ref.164202 - [Distributeur Tork T3](#) - Pour papier hygiénique plié en noir ou blanc

Caractéristiques

- T3 - Système de papier hygiénique plié
- Déplié : 19 x 11 cm
- Plié : 9,5 x 11 cm
- 2 couches
- Pas d'impression
- Couleur : blanc

Afbeeldingen

