



Numéro d'article	016238
Prix HT	8,24 €
Prix TTC	9,97 €
Stock	sur commande

Description

Wip'Anios lingettes sont imprégnés d'une solution nettoyante et désinfectante pour nettoyer et (pré)désinfecter les équipements médicaux.

- 100% viscosse biodégradable
- Le désinfectant ne contient pas de substances CMR, de parfum ou d'alcool.
- Large spectre virucide
- LINGETTES À USAGE UNIQUE

Indication

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Caractéristique

- Composition: 100% viscose
- Taille: 180 x 200mm
- Volume du liquide de désinfection : 5 ml Surfa'Safe per towel

Composition

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Mode d'emploi

1) Prendre une lingette et bien refermer le dévidoir. 2) Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une seconde lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée. 3) Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

Extra Informatie

Le liquide se compose de chlorure de didécyl diméthylammonium, de chlorhydrate de polyhexaméthylène-biguanure, de tensioactifs cationiques et amphotères, de séquestrants et de liants.