



Numéro d'article	206012
Prix HT	32,61 €
Prix TTC	39,46 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Ces béquilles de coude ont un large support de forme ergonomique pour une meilleure répartition des points de pression sur l'avant-bras. Cela garantit le confort et la sécurité. Les béquilles de coude contiennent un accoudoir renforcé pour un poids maximum de 150 kg. La poignée est embossée pour éviter que la main ne glisse.

Caractéristiques des béquilles de coude

- Tube en aluminium
- Couleur: bleu
- Hauteur réglable: 77 - 99 cm | 5 positions - tous les 2,5 cm
- Poids: 510 grammes par pièce