



<b>Numéro d'article</b>	050006
<b>Prix HT</b>	58,75 €
<b>Prix TTC</b>	71,09 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

---

Bande plâtrée

Les bandes plâtrées Cellona<sup>®</sup> sont entièrement imprégnés après une courte immersion.

- Bobines de gaze très fines imprégnées de gypse
- Une onctuosité exceptionnelle qui les rend plus faciles à modeler.
- Pour les plâtres circulaires, pour l'immobilisation après des fractures, des opérations et des corrections orthopédiques.
- Pour le traitement des maladies des articulations et des os
- Prêt à l'emploi

Le plâtre peut être légèrement chargé après environ 30 minutes. Le plâtre est complètement durci après environ 24 heures. Les vents de bandages sont fournies dans un emballage imperméable à la vapeur d'eau.