



Numéro d'article	073005
Prix HT	187,06 €
Prix TTC	226,34 €
Stock	sur commande

Description

Gelostretch est un pansement en zinc prêt à l'emploi qui peut être étiré dans le sens de la longueur et de la largeur. Pour ces raisons, ce pansement en zinc peut être appliqué même dans des formes anatomiques difficiles avec des bandages continus, sans former de plis ou de constrictions. Gelostretch peut être utilisé sans gants. Le Gelostretch est parfaitement moulable et sèche rapidement.

Caractéristiques Gelostretch

- Pansement en zinc prêt à l'emploi pour pansement permanent semi-rigide
- De 76% viscosse, 24% coton
- Avec une masse de gel de zinc à base d'hydroxyéthylcellulose
- Extensible longitudinalement et horizontalement, pas de puissance récurrente
- Prêt à l'emploi imprégné
- Peut être utilisé sans gants

- Une bonne modélisation
- Séchage rapide
- Semi-rigide
- Sans latex
- Sans gélatine
- Particulièrement durable après le séchage
- 10 pièces

Application

Les bandages en zinc Gelostretch conviennent aux bandages de pression pour des indications phlébologiques, telles que l'insuffisance veineuse chronique, la thrombophlébite ou la thrombose du phlébotome, ainsi qu'aux bandages de soutien et de soulagement des entorses et des luxations. Le bandage en zinc peut également être utilisé pour le traitement de suivi après le retrait d'un plâtre et la réduction d'un œdème post-traumatique.