



Numéro d'article	073031
Prix HT	26,95 €
Prix TTC	32,61 €
Stock	sur commande

Description

Le Haftan convient à la fixation uniforme et sans plis du matériau de rembourrage sous les bandages de soutien - en particulier en combinaison avec du matériau synthétique. La surface fine et à pores ouverts du Haftan permet aux pansements de bien adhérer les uns aux autres et empêche ainsi de glisser sur la peau.

Des pansements de soutien fiables pour le sport

Le Haftan est un bandage souple de 0,8 mm d'épaisseur, fabriqué en mousse de polyuréthane blanche. Il est antidérapant et ne s'enfile pas en épaisseur. La mousse PUR est très robuste et réduit les fuites d'humidité. Le Haftan est également utilisé pour les bandages de soutien des articulations (sport) en combinaison avec des bandages en plâtre ou du ruban adhésif.