



Numéro d'article	071010
Prix HT	49,36 €
Prix TTC	59,73 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Orthèse stabilisatrice avec inserts gonflables.

Propriétés : Ligacast Air+

- 2 coques rigides permettant une très bonne immobilisation de la cheville.
- Des inserts gonflables qui s'adaptent au physique.
- Coussinets de gel latéraux pour le traitement par cryothérapie.
- Régulation précise par fermeture Velcro.
- Oeilletons pour les lacets permettant plus de fermeté.
- Sangle de talon ajustable.

Indications :

- Entorses modérées ou graves (traitement fonctionnel ou postopératoire).

- Fracture de la cheville (traitement pendant la rééducation).