



Numéro d'article	071103L
Prix HT	44,22 €
Prix TTC	53,51 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Bracelet pour immobiliser le poignet. Avec double sangle pour renforcer l'immobilisation du poignet.

- Attelle de poignet immobilisante avec une forme transparente aux rayons X s'adaptant à l'ossature.
- Confort optimal : tissu aéré avec doublure en mousse.
- Le système de double ceinture garantit un soutien homogène.

Indications Ligaflex Classic

- Légère entorse du poignet (traitement fonctionnel).
- Inflammation de la douleur et tendinopathie du poignet.
- Les phases inflammatoires des pathologies rhumatismales.

Vous pouvez lire la taille correcte dans le tableau des tailles.