



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 074967   |
| <b>Prix HT</b>          | 8,03 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 9,72 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

PütterBinde® - Bandage extensible court et très résistant pour la technique du bandage contre-directionnel.

**Bandage très solide, court et extensible, avec une élongation de  $\pm 90\%$ .**

- Perméable à l'air et agréable pour la peau.
- Couleur de la peau
- Pression de travail élevée et faible pression de repos
- Extensibilité jusqu'à 90 %.
- Économique à l'usage.
- Le pansement est durable, résistant à la graisse, à la pommade et à la transpiration, et peut être lavé à 95 °C.
- Lavable à 95°C et stérilisable (autoclave à 134°C).
- 100% coton

*Application*

Pour une compression très forte; en cas de varices sclérosées, dans toutes les congestions veineuses aiguës et chroniques, les ulcères cruris et les thrombophlébites.