



Numéro d'article	074965
Prix HT	5,33 €
Prix TTC	6,45 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

PütterBinde® - Bandage extensible court et très résistant pour la technique du bandage contre-directionnel.

Bandage très solide, court et extensible, avec une élongation de $\pm 90\%$.

- Perméable à l'air et agréable pour la peau.
- Couleur de la peau
- Pression de travail élevée et faible pression de repos
- Extensibilité jusqu'à 90 %.
- Économique à l'usage.
- Le pansement est durable, résistant à la graisse, à la pommade et à la transpiration, et peut être lavé à 95 °C.
- Lavable à 95°C et stérilisable (autoclave à 134°C).
- 100% coton

Application

Pour une compression très forte; en cas de varices sclérosées, dans toutes les congestions veineuses aiguës et chroniques, les ulcères cruris et les thrombophlébites.