



Numéro d'article	050502
Prix HT	55,00 €
Prix TTC	66,55 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Plâtre synthétique souple pour une stabilisation fonctionnelle. Le plâtre souple semi-rigide 3M fournit la stabilité fonctionnelle et le soutien élastique nécessaires au traitement des fractures et des lésions des tissus mous.

Le Soft Cast 3M aide à réduire le risque d'atrophie musculaire et de raideur articulaire.

Avec le bandage Soft Cast 3M, le médecin peut déterminer la stabilité nécessaire au niveau de la blessure, tout en gardant le reste du membre aussi normal que possible. Le pansement Soft Cast 3M est disponible en blanc.

Afbeeldingen

