



Numéro d'article	164112
Prix HT	32,42 €
Prix TTC	39,23 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Ce bavoir Attends peut être utilisé par tout le monde pour protéger ses vêtements pendant les repas grâce à des bandes adhésives réutilisables.

Bavoir Attends - bavoir jetable - 2 plis - 250 pièces

Ce bavoir jetable est spécialement conçu pour rendre le repas aussi agréable que possible. Les bandes adhésives réutilisables à fixer aux vêtements garantissent que le bavoir est toujours correctement positionné. Il y a également une trace de miettes à l'avant pour récupérer les résidus. Le support bleu clair protège les vêtements. Les dimensions sont de 35cm de large par 67cm de long et sont livrées par 250 pièces. Nous proposons une large gamme d'[Attends](#) où vous pouvez trouver tout ce que vous avez

besoin.

Attends

Grace aux plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication de produits pour l'incontinence, tels que les couches, les alèses et les bavoirs, l'entreprise est l'une des plus grandes marques au monde. Cela leur permet de faire appel à de nombreuses connaissances et expériences. Les tests dermatologiques montrent que les produits Attends sont très performants en termes de santé de la peau, c'est pourquoi ProDERM a permis à Attends d'utiliser le label de qualité sur ses produits.

Afbeeldingen



1. Lichtblauwe zichtbare absorberende schijf beschermt de kleding tegen vlekken.
2. De vocht absorberende voorzijde neemt snel het vuil op.
3. De nekspanning biedt een comfortabele pasvorm maar is tegelijkertijd betrouwbaar.
4. De herbruikbare kleefrips op de schouders zorgen voor een goede fixatie op de kleding.
5. Door het knielgordje naar de vierzijde te halen vangt het makkelijk overvloeden op.
6. De nekspanning biedt een comfortabele pasvorm maar is tegelijkertijd betrouwbaar.