



Numéro d'article	200110
Prix HT	3,08 €
Prix TTC	3,73 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Boîte à dentier, idéal pour le stockage hygiénique des prothèses dentaires. Le boîte à dentier est muni d'un couvercle amovible et d'un tamis pour le rinçage de la prothèse. Le bocal pour prothèse dentaire est en PP et est autoclavable jusqu'à 130 °C. La hauteur avec le couvercle est d'environ 6 cm, le diamètre avec le couvercle est d'environ 9,5 cm.