



<b>Numéro d'article</b>	190148
<b>Prix HT</b>	77,27 €
<b>Prix TTC</b>	93,50 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Ce coussin de siège est constitué de deux couches, une couche de mousse de polyuréthane et une couche de mousse viscoélastique (mousse à mémoire de forme) d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup>. Tous les compartiments du coussin du siège assurent individuellement une répartition maximale du poids et une circulation d'air pour que la peau reste fraîche. Cela réduit le risque de points de pression.

**Le coussin du siège assure une position assise stable, une sensation de confort, une réduction efficace de la pression et un soutien adéquat.**

Ce coussin de siège est muni d'une housse imperméable et respirante. Résistant au feu (lit d'enfant 5) et traité anti-bactérien. Amovible (fermeture éclair) et lavable jusqu'à 90°C. La face inférieure est pourvue d'une couche antidérapante "ergoslip". Dimensions: 43 x

43 x 7 cm

## Afbeeldingen

---

