



Numéro d'article	190183
Prix HT	148,64 €
Prix TTC	179,85 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

La drap de protection pour matelas (parfois appelée triple couverture) est une forme de fixation amicale pour les personnes agitées. Il est idéal pour l'utilisateur et l'infirmière/le soignant. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement suffisante et remplace les fixateurs désagréables. La drap de protection est une housse de matelas qui s'écoule dans le haut d'un pyjama. Il est fermé par une solide fermeture éclair qui se referme vers l'extrémité du pied. En plus de la fixation, la drap de protection empêche également l'exposition et a un effet préventif sur l'hygiène. Il empêche le patient d'ouvrir sa couche, de retirer les sondes ou de sortir du lit. Les résidents peuvent facilement être changés avec la fermeture éclair lorsqu'ils sont dans la couverture. Le matériau est très solide, a une grande résistance à la déchirure et est ignifuge.

Caractéristiques protection pour matelas

- La feuille de protection est munie d'une fermeture à glissière solide avec fermeture à l'extrémité du pied.
- Il est également muni d'un élastique qui permet de le placer facilement et sans plis autour du matelas.
- Des ouvertures latérales permettent l'utilisation de sondes et de tubes.
- Fait de 50% de coton pur et 50% de polyester.
- Lavable à 60°C.
- Ce modèle n'a pas de manches.

Afbeeldingen

