



# Lit en bois hauteur réglable (40/80cm) sur roulettes + freins + partie jambe et tête réglables électriquement + barrières de sécurité en bois + redresse patient

07/10/2025 22:05:52



<b>Numéro d'article</b>	150276
<b>Prix HT</b>	17454,67 €
<b>Prix TTC</b>	1760,15 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Ce lit médicalisé a été spécialement développé pour les situations de soins à domicile.

La longueur optimisée des différentes sections du cadre augmente le confort des patients assis bien droit dans le lit et garantit également la réduction des forces de cisaillement et de frottement.

Ce lit de soins est un modèle élégant en hêtre avec une apparence chaleureuse et est facile à transporter et à démonter.

# Réduction des forces de glissement et de friction

Les dimensions des différentes sections des incrustations ont été déterminées sur la base de statistiques anthropométriques, entre autres. Il en résulte les avantages suivants :

- Plus de confort lorsque l'utilisateur est assis en position verticale
- Moins de forces de cisaillement et de frottement
- Risque minimal d'abaissement lors du positionnement
- Convient aux clients plus petits et/ou instables

## Plus de travail en moins de temps

Ce lit d'hôpital est spécialement conçu pour un transport facile dans un environnement de travail changeant et une charge de soins croissante à domicile. Le lit est livré avec un adaptateur de transport spécial, de sorte qu'il peut être facilement plié, déplacé et réinstallé à différents endroits. Un avantage supplémentaire est que le (dés) assemblage peut être réalisé sans l'utilisation d'outils et éventuellement par une seule personne.

## La hauteur n'est plus un problème

La conception flexible de ce lit de soins permet au lit d'être monté dans une position très basse ou plus haute. Cela crée une grande variété de hauteurs de travail pour le soignant et de hauteurs de transfert pour le patient. Ceci est rendu possible par la conception unique des extrémités de lit, permettant au cadre d'insertion d'être monté en position haute ou basse. Tous les rails latéraux sont conformes à la nouvelle norme de sécurité CEI 60601-2-52.

## Un lit haut et bas avec un design accueillant

Ce lit médicalisé offre un design plus attrayant et plus simple. Les panneaux de tête / pied ont des capuchons qui s'adaptent parfaitement aux extrémités du lit existantes et peuvent être facilement placés et retirés. De cette façon, votre lit a un aspect entièrement en bois et a des moteurs dissimulés. Les capuchons peuvent être (dé) montés aussi souvent que vous le souhaitez.

- Cadre d'insertion en 4 parties, IEC60601-2-52
- Barrières latérales en bois avec 2 lattes
- Médaille d'or pour la finition de la tête et des pieds en bois
- Fonctionnement manuel standard
- Ajustement électrique du dos et des genoux
- Réglage manuel de la partie inférieure de la jambe (Rasto-fix)
- Trendelenburg et anti-trendelenburg
- Électrique haut/bas 280-680 mm et 210-610 mm
- Roues de 50 mm avec freins en acier
- 2000 X 900 mm divisible en 2 parties
- Perroquet, poignée réglable en hauteur et en profondeur

- Capacité de charge 180 kg / Poids max. de l'utilisateur 145 kg
- Dimensions du lit:
  - Largeur : 40 cm
  - Profondeur : 104 cm
  - Hauteur : 175 cm