



<b>Numéro d'article</b>	140526
<b>Prix HT</b>	85,71 €
<b>Prix TTC</b>	103,71 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

---

Sac d'allaitement - Nylon (lavable) - ROSE - 35 x 26 x 14 cm

## Sacoche médicale pratique pour le transport de vos instruments médicaux.

Ce sac est un sac médical compact et léger pour les médecins ou les infirmières. Le sac contient également un ampouléarium et un sac supplémentaire pour le stockage du matériel médical.

### Caractéristiques:

- Bandoulière réglable et amovible
- Poignée ergonomique
- Disposition réglable grâce à des cloisons en velcro

- 2 poches en filet à fermeture éclair
- Poche frontale avec bandes élastiques (utile pour ranger les bandages)
- Porte-ampoule isotherme pour 16 ampoules
- Sac amovible avec fenêtre transparente
- Couleur: rose
- Matériau: Polyester 420D
- Lavable
- Dimensions: 35 x 26 x 14 cm
- Capacité: 12,5 l
- Poids: 1,32 kg
- Poids maximal recommandé du contenu: 3,5 kg
- Instruments non inclus

## Afbeeldingen

---

