



<b>Numéro d'article</b>	150211
<b>Prix HT</b>	41,13 €
<b>Prix TTC</b>	49,77 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

---

Cette planche de bain de haute qualité avec poignée permet d'entrer et de sortir plus facilement de la baignoire.

## La planche de bain peut être placée de manière stable sur la baignoire

L'étagère peut être placée de manière stable sur le bain au moyen de quatre compartiments à friction. L'étagère est équipée d'une poignée pour une meilleure prise en main. Le côté large vous donne le soutien et la partie étroite offre plus d'accessibilité pendant le lavage. La planche de bain avec poignée est en plastique robuste, ce qui la rend légère et facile à nettoyer.

## Facile à régler sans outils

Cette planche de bain offre une assistance aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes incapables de se tenir debout pendant de longues périodes. Il peut être utilisé à la fois comme banc ou comme support lors de l'entrée et de la sortie des personnes dans le bain. Vous pouvez facilement régler la largeur de l'étagère et la fixer à la plupart des baignoires (46-68 cm de large) sans outils.

## La planche de bain est en plastique antidérapant

L'extérieur de l'étagère est en plastique antidérapant et comporte des trous de drainage de l'eau pour minimiser le risque de glisser. La poignée intégrée offre une adhérence et une stabilité supplémentaires lorsque vous montez et descendez de la planche de bain. La planche de bain a une capacité maximale de 150 kg. Le plateau tournant en option améliore l'expérience de baignade en offrant un confort et une mobilité supplémentaires.

### Caractéristiques:

- Largeur réglable / peut être fixé sans outils
- Finition antidérapante / Trous de drainage de l'eau
- Avec poignée pratique pour une meilleure adhérence
- Charge maximale de poids: 110kg
- Largeur intérieure min/max : 46 à 68 cm
- Plateau tournant en option pour plus de confort et de mobilité

Voir toutes nos autres aides pour votre bain ou votre douche [ici](#).