



Numéro d'article	190163
Prix HT	234,06 €
Prix TTC	283,21 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Les protège-talons Repose[®] sont la solution complète pour les talons flottants. Le protecteur de talon Repose[®] couvre le pied et le mollet du patient mais n'est pas entièrement fermé de manière circulaire pour permettre une bonne ventilation et l'inspection de la peau et de la circulation sanguine. Le renforcement sous le talon garantit un talon flottant, tandis que le veau est doucement soutenu par 2 épaisseurs de cellules d'air. Cela permet également de minimiser la pression sur le tendon d'Achille. Ces protège-talons sont une aide idéale pour le patient immobile, sous sédation ou dans le coma, ou en cas de manque de place au pied du lit. Le protège-talon Repose[®] peut être fixé à la jambe avec un léger bandage en maille ou avec la fermeture magnétique Magnaffix, selon la version. Le protège-talon Repose[®] peut également être fourni avec ou sans ouverture sous le talon pour une inspection visuelle et une ventilation supplémentaire du pied.

Les protège-talons Repose ont toujours la bonne pression.

La technologie brevetée de la "valve intelligente" se ferme automatiquement lorsque la pression interne dans Repose[®] atteint la valeur optimale pour la redistribution de la pression et l'efficacité clinique et empêche le matelas ou l'oreiller de trop gonfler. Laisse l'excès d'air sortir pour un maximum de soutien, de confort et de bénéfice clinique pour le patient.

Clic audible

Un clic audible confirme que la pression correcte a été atteinte et garantit que le Repose[®] est prêt à l'emploi et n'est pas sur-gonflé ou sous-gonflé.

Emballage et pompe à double fonction

Ce système à double fonction contient des instructions claires pour le gonflage, le nettoyage, le vidage, le reconditionnement et une étiquette d'identification du propriétaire.

Mode d'emploi intégré

Le mode d'emploi détaillé, comprenant les restrictions, les précautions et les instructions de nettoyage, se trouve à l'intérieur de la pompe. Les protège-talons Repose[®] ont un dispositif de sécurité intégré. Le bouton de verrouillage garantit que la pompe ne s'ouvre pas lorsqu'elle est stockée ou transportée et la poignée de sécurité intégrée à la base assure une prise ferme pendant le pompage.

Transport et stockage

Tube compact et léger pour un stockage et un transport bon marché. L 380 mm x l 200 mm x H 180 mm

Afbeeldingen

