



Numéro d'article	140009
Prix HT	246,16 €
Prix TTC	297,85 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Sac à dos médical réversible MADRAGUE, De Boissy Polyvalent Confort de portage De Boissy peut être porté comme un sac à dos, à la main ou à l'épaule. Le polyester gris chiné est résistant, déperlant et lavable. Une bande réfléchissante offre une sécurité supplémentaire et les fermetures éclair YKK® garantissent la qualité. Compartiment principal modulable Le compartiment principal comporte quatre compartiments zippés amovibles, fixés par Velcro : trois transparents pour une identification rapide et un isotherme avec une pochette pour élément réfrigérant réutilisable, pouvant contenir 20 ampoules. Profondeur réglable Une fermeture à glissière permet d'agrandir le compartiment principal de 4 cm, de 15 cm à 19 cm. Sécurité pour les appareils électroniques Un compartiment rembourré permet de ranger un ordinateur portable/une tablette et des documents. Poche ventrale pratique La grande poche ventrale (45 x 21

cm) s'ouvre complètement et comporte deux poches zippées et des poches plates d'un côté, ainsi que des boucles élastiques de l'autre côté pour les fournitures médicales telles que les ciseaux, la lampe-stylo et la pince à épiler. Compartiments externes Deux poches zippées et une poche élastique pour un flacon de gel hydroalcoolique. Portage confortable Les bretelles rembourrées, les poignées et la bandoulière permettent un portage confortable.

Spécifications :

- Dimensions (L x H x P) : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,2 kg
- Capacité maximale : 6 kg / 19-25 litres

Afbeeldingen

