



Numéro d'article	150219
Prix HT	162,94 €
Prix TTC	197,16 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Siège de douche rabattable avec un siège perforé en polypropylène pour permettre l'écoulement de l'eau. Le siège de douche pliable prend peu de place grâce à son mécanisme de pliage. Le siège de douche pliable peut être facilement fixé au mur.

- Dimensions du siège (l x p) : 42 x 38 cm
- Dimensions siège ouvert (d x l x h) : 52 x 42 x 11 cm
- Dimensions siège fermé (d x l x h) : 12 x 42 x 45 cm
- Poids : 3 kg
- Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg
- Matériau : cadre en aluminium avec siège en plastique.