



Numéro d'article	3004
Prix HT	76,05 €
Prix TTC	92,02 €
Stock	sur commande

Description

CleanWND est un tissu non tissé imprégné qui agit comme un système innovant de débridement et de soin des plaies. Il élimine en profondeur et pratiquement sans douleur les débris et les exsudats de la plaie, ainsi que les squames et les kératoses de la peau environnante.

Fonctionnement

Les lingettes CleanWND sont imprégnées d'acide hyaluronique et de phospholipide:

- L'acide hyaluronique est un composant clé de la matrice extracellulaire de la peau et joue un rôle important dans le métabolisme dermique, la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus
- La phospholipide assure le nettoyage et remplace la phospholipide perdue dans les tissus endommagés de la plaie

Avantages

- Les lingettes CleanWND sont déjà imprégnées, aucun liquide supplémentaire n'est nécessaire.
- Faciles à utiliser
- Enlève les débris de la plaie, les squames et les kératoses de la peau environnante
- Efficace, rapide et simple
- Économie de temps et d'argent
- Utilisation pratiquement indolore
- Convient aux plaies complexes

Indications

Pour le débridement/nettoyage des plaies complexes telles que:

- Ulcères du pied diabétique
- Ulcères de jambe veineux
- Plaies de décubitus
- Plaies complexes/traumatismes