

# Compresse de drainage HEKA Soft - Non-woven - 10 x 10cm - Stérile - 80 x 2 pièces

08/10/2025 00:54:58



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 3316     |
| <b>Prix HT</b>          | 19,31 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 23,37 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Het HEKA Soft Splitkompres voor drain - non-woven - steriel is een speciaal ontworpen steriel kompres met een spleet, bedoeld voor de verzorging van wonden rondom drains, katheters of andere medische slangen. Het kompres heeft een zachte, niet-klevende binnenlaag die huidirritatie minimaliseert en voorkomt dat het aan de wond hecht. De spleet in het kompres maakt het eenvoudig om rond een drain te plaatsen, wat zorgt voor optimale bescherming en absorptie van wondvocht, terwijl de omgeving schoon en droog blijft. Het is geschikt voor zowel klinisch gebruik als thuiszorg.

Beschikbaar in verschillende afmetingen:

- 5 x 5cm -> verpakt 50 x 2 stuks
- 10 x 10cm -> verpakte 80 x 2 stuks