



Numéro d'article	1030261
Prix HT	3,72 €
Prix TTC	4,50 €
Stock	en stock

Description

La Curette cutanée en acier inoxydable est utilisée pour un curetage doux précis avec un seul tranchant pour les tissus mous et/ou faibles. Par exemple, vous pouvez retirer de la peau le carcinome basocellulaire, les verrues et autres néoplasmes bénins.

Caractéristiques Curette cutanée

- Arête coupante en acier inoxydable pour les tissus souples ou fragiles
- Taille embossée sur chaque curette pour une identification facile
- Zone visible de la chirurgie
- Poignée nervurée pour une prise en main et un contrôle sûrs
- Stérile et prêt à l'emploi