



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 0975     |
| <b>Prix HT</b>          | 3,06 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 3,70 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Dafilon® – Matériau de suture non absorbable

Dafilon® est un fil de suture synthétique monofilament non absorbable en polyamide 6/6.6.

Le Dafilon® bleu est indiqué pour la fermeture des plaies superficielles et la chirurgie plastique. Le Dafilon® bleu est également utilisé en neurochirurgie. Comme toutes les sutures en nylon, les fils ne sont pas absorbés, mais l'hydrolyse progressive de la suture au fil du temps peut entraîner une perte progressive de la résistance à la traction.

## Avantages Dafilon Blue 5/0

- Flexible, facile à manipuler et à nouer
- Passage en douceur dans les tissus
- Excellente histocompatibilité

# Indication Dafilon Blue 5/0

- Fermeture de la peau
- Chirurgie plastique
- Microchirurgie
- Oftamologie