



Numéro d'article	023108
Prix HT	64,19 €
Prix TTC	77,67 €
Stock	en stock

Description

Debrisoft[®] avec "Actitop fibre technology" Debrisoft[®] est composé d'une fibre de polyester unique, issue des dernières technologies pour un résultat extrêmement efficace ainsi que d'une face arrière renforcée pour un usage sûr et simple.

Debrisoft[®] caractéristiques

- Debrisoft[®] représente une toute nouvelle méthode de débridement
- Peut être utilisé avec toutes les solutions de nettoyage de plaies
- Les débris sont capturés dans la compresse
- Rapide
- Doux / Souple
- Efficace

- Usage sûr et simple
- Peu douloureux

Plus d'informations : [feuillet info Debrisoft](#)

Afbeeldingen

