

DermaPlast Soft (Sensitive) 22mm rustinnes 200u sans latex

08/10/2025 07:22:43



Numéro d'article	040027
Prix HT	4,93 €
Prix TTC	5,97 €
Stock	en stock

Description

DermaPlast® Sensitive spotlights est un enduit hypoallergénique et convient aux peaux particulièrement sensibles. Les taches DermaPlast® Sensitive ont un diamètre de 22 mm et consistent en une compresse non tissée souple et flexible. Utilisé pour le traitement des sites d'injection chez les patients à la peau très sensible.

Les taches DermaPlast® Sensitive contiennent un pansement très absorbant qui ne colle pas à la plaie.

Les taches ont un adhésif doux pour la peau, une bonne adhérence et une bonne respirabilité.