



Numéro d'article	020507
Prix HT	5,34 €
Prix TTC	6,46 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Ecouvillons avec un caillot épais sur un côté - emballés par 50 pièces. Idéal pour de multiples applications Ces cotons-tiges sont équipés d'une pointe en coton extra-large (Ø 10 mm), ce qui les rend idéaux pour essuyer des échantillons, nettoyer ou désinfecter des surfaces. Leur grande taille les rend particulièrement efficaces pour diverses applications médicales et hygiéniques. Stérilisés pour plus de sécurité Les bâtonnets d'écouvillon sont soigneusement stérilisés avant d'être emballés, ce qui permet de réduire la charge de germes et d'accroître la sécurité des patients. Ils conviennent donc parfaitement aux environnements où l'hygiène est essentielle. Emballage et facilité d'utilisation Les bâtonnets ouatés sont conditionnés par 50, ce qui les rend faciles à utiliser et à stocker dans n'importe quel environnement médical. Pratique pour un usage quotidien.