



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 410009   |
| <b>Prix HT</b>          | 2,70 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 3,27 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

HEKA pansement compressif - stérile - 10 x 12cm - par pièce

Le pansement en rouleau HEKA est un dispositif de pansement fiable et stérile, spécialement conçu pour couvrir rapidement et efficacement les plaies saignantes.

Avec des dimensions de 10 x 12 cm, ce pansement offre un équilibre idéal entre couverture et facilité d'utilisation, ce qui le rend indispensable dans toute trousse de premiers secours, cabinet médical, service d'ambulance ou environnement sportif.

### Caractéristiques

- Composé d'un coussin absorbant fixé à une bande élastique
- Le coussin est doté d'une couche non adhérente

- Le pansement est conditionné dans un emballage stérile
- Le pansement est hypoallergénique et respectueux de la peau