



<b>Numéro d'article</b>	040504D
<b>Prix HT</b>	58,26 €
<b>Prix TTC</b>	70,49 €
<b>Stock</b>	Plus que 5 en stock

## Description

---

Leukoplast en bobine - enduit adhésif couleur peau

- Enduit adhésif traditionnel avec une très bonne adhérence.
- Convient aux peaux normales.
- De couleur peau.
- Poreux.

## Caractéristiques et fonctions

Leukoplast est un pansement adhésif de couleur peau avec une masse adhésive de caoutchouc d'oxyde de zinc, qui assure une bonne et durable adhésion. Leukoplast est particulièrement résistant à la traction et universellement applicable pour la fixation de tous types et tailles de bandages chez les patients à peau normale. La masse adhésive Leukoplast a été rendue respirante et perméable à la vapeur d'eau grâce à un procédé spécial pour prévenir les macérations et autres irritations cutanées causées par l'étanchéité à l'air.

# Applications

- Fixation de tous types et tailles de compresses, gazes, etc.
- Fixation de serpens, cathéters, sondes, etc.