

Medicomp SPLIT compresse le non-tissé - Stérile - 7,5 x 7,5 cm - 25 x 2 pcs

08/10/2025 17:27:52



Numéro d'article	020319
Prix HT	5,67 €
Prix TTC	6,86 €
Stock	en stock

Description

Medicomp drain est un pansement non tissé stérile à 6 couches avec une coupe en forme de Y.

Application

Medicomp drain est utilisé pour la mise en place de drains, de trachéotomie ou de tuyaux d'extension. Il est également utilisé comme protection lors de l'utilisation de canules ou de sondes.

Très absorbant et doux

Ces compresses non tissées Medicomp drain absorbent mieux que les compresses de

gaze, ne peluchent pas et sont beaucoup plus douces.

Afbeeldingen

