



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 040526   |
| Prix HT          | 0,95 €   |
| Prix TTC         | 1,15 €   |
| Stock            | en stock |

## Description

Sparadrap Blanc en papier avec dévidoir - Micropore

## Caractéristiques:

- Un Sparadrap microporeux hypoallergénique.
- Bonne adhésivité.
- Son ablation est indolore.
- Micro aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Adhésif hypoallergénique très bien toléré par les peaux les plus sensibles.
- Couleur Blanche.

## Indications du sparadrap Micropore 3M :

- Fixation des pansements simples et peu épais.

- Fixation et maintien des pansements à renouvellement fréquent ou sur peau allergique ou très fragile (visage et oeil).
- Fixation de supports de poches de stomies ou autre dispositif.