



| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 020758 |
| Prix HT | 14,60 € |
| Prix TTC | 17,67 € |
| Stock | en stock |

Description

OpSite* Flexifix* film adhésif transparent en rouleau.

OpSite Flexifix* est un film adhésif transparent présenté en rouleau, idéal pour la protection de la peau, la fixation de pansements et de tubulures, et pour le traitement de la douleur dans les neuropathies périphériques.

Il combine tous les avantages d'un film OpSite* avec un système d'application unique.

Caractéristiques

- Imperméabilité à l'eau et aux bactéries
- Transparence
- Excellente souplesse
- Présentation unique en rouleau pour en faciliter l'utilisation

Avantages

- Film OpSite* semi-perméable Le film OpSite* est imperméable à l'eau et aux bactéries . Sa haute perméabilité à la vapeur d'eau permet à la peau de respirer. L'adhésif acrylique minimise le risque d'apparition de lésions cutanées lors du retrait.
- S'adapte aux zones difficiles OpSite* Flexifix* a été conçu pour permettre une utilisation facile du film sur les zones difficiles ainsi que sur des pansements épais et des dispositifs médicaux. Le film est très souple et élastique pour le plus grand confort du patient.
- Se présente sous un système unique de rouleau Sa présentation en rouleau, unique et novatrice, permet une utilisation économique du film OpSite* pour une meilleure fixation, souple et imperméable à l'eau, des pansements.

Indications

- Protection de la peau
 - En prévention d'escarres sur les zones de friction (talon, coude, genou ou sacrum)
 - En prévention des dermatites du siège en cas d'incontinence
 - Sous les poches de stomie
- Fixation de pansements et tubulures à l'exclusion des cathéters intravasculaires OpSite* Flexifix* offre les possibilités et avantages suivants en matière de fixation : OpSite* Flexifix* est imperméable à l'eau et aux bactéries, ce qui
 - Permet de prendre un bain ou une douche
 - Facilite la toilette au lit du patient
 - Permet de maintenir en place les gels et topiques (anesthésiants, antiseptiques locaux, ...) afin d'en prolonger l'efficacité

OpSite*Flexifix* est transparent, ce qui permet de contrôler la saturation du pansement. OpSite* Flexifix* respecte la peau car :

- Il est hypoallergénique
- Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau ce qui minimise la macération.

OpSite* Flexifix* permet une fixation forte de dispositifs médicaux. La fixation de pansements adhésifs comme les patchs médicamenteux peut être aussi renforcée grâce à OpSite* Flexifix*.